


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Gtf2B 토끼 다클론 항체 - Q00403

품목 번호: CM0022791



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-GTF2B 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 GTF2B와 반응합니다. 전사 개시 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF2B 토끼 pAb
비고/별칭	TF2B; TFIIB; GTF2B
종	인간
GeneID (인간)	2959
GeneID	2959
면역원	GTF2B의 아미노산 40-154번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001505.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00403
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩