


Wb, Elisa용 항-Gtf2E2 다클론 항체 - P29084

품목 번호: CM0027163



소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 전사 개시 인자 IIE 서브유닛 베타(GTF2E2)를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GTF2E2 토끼 pAb
비고/별칭	FE; TTD6; TF2E2; TFIE-B; GTF2E2
종	인간
유전자 ID (인간)	2961
유전자 ID	2961
면역원	재조합 단백질 인간 GTF2E2(NP_002086.1)의 아미노산 1-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29084
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스백