


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gtf2F2 폴리클로날 항체 - P13984

품목 번호: CM0025180



소개

인간 GTF2F2 (TFIIF-beta)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 일반 전사 개시 인자 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF2F2 Rabbit pAb
비고/별칭	BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2963
유전자 ID	2963
면역원	인간 GTF2F2 (NP_004119.1)의 아미노산 1-249에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13984
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백