


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Gtf2F2 토끼 단클론 항체 - P13984

품목 번호: CM0002371



### 소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증된 인간 GTF2F2(TFIIF-beta, RAP30)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 전사 개시 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GTF2F2 토끼 mAb                                                    |
| 비고/별칭       | BTf4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2                                |
| 종           | 인간                                                               |
| GeneID (인간) | 2963                                                             |
| GeneID      | 2963                                                             |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 GTF2F2 (P13984)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P13984                                                           |
| 단백질 분자량     | 28kDa                                                            |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                            |