


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gtf2H1 폴리클로날 항체 - P32780

품목 번호: CM0027620



### 소개

웨스턴 블롯(Western blot),  
면역형광/면역세포화학(immunofluorescence/immunocytochemistry), ELISA용 인간 GTF2H1 (p62, BTF2)에 대항하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫 샘플에서 검증되었습니다. 전사 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | GTF2H1 Rabbit pAb                                                           |
| 비고/별칭                    | P62; BTF2; TFB1; TFIHH; GTF2H1                                              |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                   |
| 유전자 ID (인간)              | 2965                                                                        |
| 유전자 ID                   | 2965                                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 GTF2H1 (NP_001135779.1)의 아미노산 1-425에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                  |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                             |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                           |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)                                               |
| SWISS                    | P32780                                                                      |
| 단백질 분자량                  | 62kDa                                                                       |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                               |