


Wb, Ip, Elisa용 항-Gtf2H3 토끼 다클론 항체 - Q13889

품목 번호: CM0028737



소개

인간 GTF2H3, TFIIF 코어 복합체 서브유닛(34kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 반응합니다. 전사 개시 및 뉴클레오타이드 절제 회복 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	GTF2H3 토끼 pAb
비고/별칭	P34; BTF2; TFB4; TFIIF; GTF2H3
종	인간
유전자 ID	2967
면역원	인간 GTF2H3 (NP_001507.2)의 아미노산 1-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13889
단백질 분자량	34kDa
배송 방법	아이스팩