


Anti-Gtf2H4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92759

품목 번호: CM0027624



소개

Human GTF2H4 (TFIIH p52 subunit)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합하며 사람과 마우스와 교차 반응합니다. 전사 및 DNA 복구 연구를 위한 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GTF2H4 Rabbit pAb
비고/별칭	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2968
GeneID	2968
면역원	사람 GTF2H4 (NP_001508.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q92759
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백