

항-Gtf2Ird1 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Uhl9

품목 번호: CM0027210



소개

GTF2IRD1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 및 근육 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GTF2IRD1 토끼 pAb
비고/별칭	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
종	인간
유전자 ID (인간)	9569
면역원	인간 GTF2IRD1(NP_057412.1)의 아미노산 660-959에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHL9
단백질 분자량	106kDa
배송 방식	아이스백