

Wb, Elisa용 Anti-Gtf3A 폴리클론 항체 - Q92664

품목 번호: CM0028898

소개

인간 GTF3A(전사 인자 IIIA)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 5S rRNA 유전자 전사 및 리보솜 생합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF3A Rabbit pAb
비고/별칭	AP2; TFIIA; GTF3A
종	인간
GeneID	2971
면역원	인간 GTF3A (NP_002088.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92664
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백