

Wb, Ihc-P, If/Icc용 Anti-Gtf3C3 토끼 다클론 항체 - Q9Y5Q9

품목 번호: CM0020459



소개

인간 GTF3C3(TFIIC102, TFIIC γ)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 GTF3C3을 검출합니다. RNA 중합효소 III 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF3C3 토끼 pAb
비고/별칭	TFIIC102; TFIICgamma; TFIIC2-102; GTF3C3
종	인간
GeneID (인간)	9330
GeneID	9330
면역원	인간 GTF3C3(NP_036218.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5Q9
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스팩