

Anti-Gtf3C4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

품목 번호: CM0025524



소개

WB, 면역형광법 및 ELISA용 인간 GTF3C4 (TFIIIC90)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐에서 검증되었습니다. RNA 중합효소 III 전사 및 히스톤 아세틸화에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GTF3C4 Rabbit pAb
비고/별칭	KAT12; TFIIIC90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9329
GeneID	9329
면역원(Immunogen)	인간 GTF3C4 (NP_036336.2)의 아미노산 583-822에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UKN8
단백질 분자량(Protein Weight)	92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)