

Wb, Elisa용 Anti-Gtf3C6 폴리클로널 항체 - Q969F1

품목 번호: CM0016989



소개

WB, ELISA 애플리케이션용 인간 GTF3C6 (TFIIIC35, 24kDa)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. RNA 폴리머라제 III 전사 및 TFIIIC 복합체 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF3C6 Rabbit pAb
비고/별칭	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	112495
면역원(Immunogen)	인간 GTF3C6 (NP_612417.1)의 아미노산 1-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q969F1
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스백