


Anti-Gtpbp4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

품목 번호: CM0027715



소개

GTPBP4를 표적으로 하는 정제된 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 리보솜 생성 및 TP53 신호 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTPBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
종	Human
유전자 ID (인간)	23560
유전자 ID	23560
면역원	재조합 단백질 (인간 GTPBP4 (NP_036473.2)의 아미노산 385-634에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BZE4
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백