


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gtpbp6 토끼 다클로날 항체 - O43824

품목 번호: CM0021857



소개

GTPBP6 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 추정 GTP 결합 단백질 6 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTPBP6 Rabbit pAb
비고/별칭	PGPL; GTPBP6
종	인간
GeneID (인간)	8225
GeneID	8225
면역원	재조합 단백질 인간 GTPBP6 (NP_036359.3)의 아미노산 140-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43824
단백질 크기	57kDa
배송	아이스 팩