

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gtpbp8 토끼 다클론 항체 - Q8N3Z3

품목 번호: CM0018879

소개

인간 GTPBP8에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 검증되었습니다. GTP 결합 단백질 8의 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTPBP8 토끼 pAb
비고/별칭	HSPC135; GTPBP8
종	인간
GeneID (인간)	29083
GeneID	29083
면역원	인간 GTPBP8(NP_054889.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N3Z3
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩