

Wb 및 Elisa용 Anti-Gtse1 폴리클로날 항체 - Q9Nyz3

품목 번호: CM0017444



소개

인간 GTSE1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. G2/M 정지에 관여하는 세포 주기 조절자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTSE1 토끼 pAb
비고/별칭	B99; GTSE1
종	인간
GeneID (인간)	51512
GeneID	51512
면역원	인간 GTSE1 (NP_057510.4)의 아미노산 30-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NYZ3
단백질 무게	77kDa
배송	아이스백