

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gtsf1 폴리클로날 항체 - Q8Ww33

품목 번호: CM0019161

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 GTSF1 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 정자 형성 및 레트로트랜스포존 침묵에 필수적인 gametocyte-specific factor 1을 표적합니다. 예측 분자량 19kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	Cue110; FAM112B; GTSF1
종	인간
GeneID (인간)	121355
GeneID	121355
면역원	재조합 단백질 인간 GTSF1 (NP_653195.2)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8WW33
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백