

항-구아닌 데아미나제(Gda) 토끼 다클로날 항체, Wb, Elisa용 - Q9Y2T3

품목 번호: CM0030360



소개

인간 GDA(구아닌 데아미나제)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 대사 연구에서 구아닌 탈아미노화 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDA Rabbit pAb
비고/별칭	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
종(Species)	인간(Human)
GeneID	9615
면역원(Immunogen)	인간 GDA (NP_004284.1)의 아미노산 165-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y2T3
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)