

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Guanylyl Cyclase Beta 1 (Gucy1B3) 단일클론 항체 - Q02153

품목 번호: CM0006036



소개

Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 용도로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 산화질소-cGMP 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) 토끼 mAb
비고/별칭	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
종	인간
GeneID (인간)	2983
GeneID	2983
면역원	합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q02153
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩