


Wb 및 Elisa용 Anti-Guca2A 폴리클로날 항체 - Q02747

품목 번호: CM0027802



소개

인간 구아닐린(GUCA2A)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 위장관 연구 및 장독소 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GUCA2A Rabbit pAb
비고/별칭	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2980
GeneID	2980
면역원(Immunogen)	인간 GUCA2A (NP_291031.2)의 아미노산 22-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q02747
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스백