


Wb, Elisa용 Anti-Guca2B 폴리클로날 항체 - Q16661

품목 번호: CM0027618



소개

인간 GUCA2B (uroguanylin, GCAP-II)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 장관 구아닐산 사이클라제 신호 전달 및 체액/전해질 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GUCA2B Rabbit pAb
비고/별칭	UGN; GCAP-II; GUCA2B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2981
GeneID	2981
면역원(Immunogen)	인간 GUCA2B (NP_009033.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q16661
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)