

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gucy1A3 폴리클로날 항체 - Q02108

품목 번호: CM0014466



소개

인간 GUCY1A3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 가용성 구아닐산 사이클라제 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GUCY1A3 Rabbit pAb
비고/별칭	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
종	인간(Human)
유전자 ID	2982
면역원	인간 GUCY1A3 (NP_000847.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q02108
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백