

Wb 및 Elisa용 Anti-Gucy2D 폴리클로날 항체 - Q02846

품목 번호: CM0028332

소개

망막 구아닐릴 사이클레이즈 1(GUCY2D)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과의 교차 반응성을 보여줍니다. 시각 및 광전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GUCY2D Rabbit pAb
비고/별칭	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
종	인간
유전자 ID (인간)	3000
유전자 ID	3000
면역원	인간 GUCY2D (NP_000171.1)의 아미노산 52-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02846
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스팩