

Anti-Gucy2F Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P51841

품목 번호: CM0018418

소개

GUCY2F(Retinal guanylyl cyclase 2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 광수용체 세포의 cGMP 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-GUCY2F Rabbit Polyclonal Antibody
비고/별칭	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
종	인간
유전자 ID (인간)	2986
면역원	인간 GUCY2F (NP_001513.2)의 아미노산 250-460에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P51841
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백