

Wb, Elisa용 Anti-Guk1 토끼 다클로날 항체 - Q16774

품목 번호: CM0031009



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증된 구아닐산 키나제(GUK1) 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 GUK1을 타겟으로 하며 재조합 면역원을 사용합니다. 뉴클레오타이드 대사, cGMP 재순환 및 전구약물 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GUK1 Rabbit pAb
비고/별칭	GMK; GUK1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2987
면역원(Immunogen)	인간 GUK1 (NP_000849.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q16774
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)