

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gulp1 폴리클로날 항체 - Q9Ubp9

품목 번호: CM0029370



소개

WB, IHC-P, ELISA 애플리케이션용 GULP1 (CED6, GULP)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다.

인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 식세포작용, 세포 사멸 및 지질 수송 연구에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GULP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CED6; GULP; CED-6; GULP1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	51454
GeneID	51454
면역원	인간 GULP1 (NP_057399.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UBP9
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩