

Wb, Elisa용 항-Gw5 다클론 항체 - A0A1D8Gzc0

품목 번호: CM0022665

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 검증된 토끼 다클론 항-GW5 항체입니다. 벼(Oryza sativa) GW5 칼모듈린 결합 단백질(~49 kDa)을 검출합니다. 벼 연구 및 농업 진단 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GW5 토끼 pAb
비고/별칭	GW5
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	4338011
면역원	벼(Oryza sativa) GW5 (A0A1D8GZC0)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	A0A1D8GZC0
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩