


## Wb 및 Elisa용 Anti-Gyg1 Rabbit Polyclonal Antibody - P46976

품목 번호: CM0018118



### 소개

인간 glycogenin-1(GYG1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 글리코젠 생합성 및 글리코젠 축적병 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GYG1 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | GYG; GSD15; GYG1                                                 |
| 종           | 인간                                                               |
| GeneID (인간) | 2992                                                             |
| GeneID      | 2992                                                             |
| 면역원         | 인간 GYG1 (NP_001171649.1)의 아미노산 234-333에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 범주          | 폴리클론항체                                                           |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P46976                                                           |
| 단백질 분자량     | 39kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |