


If/Icc, Elisa용 Anti-Gypb 폴리클로날 항체 - P06028

품목 번호: CM0016083



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 주요 적혈구 막 시알로당단백질인 인간 Glycophorin-B (GYPB/CD235b)를 표적으로 합니다. 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되어 적혈구 막 안정성 및 혈액형 항원 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GYPB Rabbit pAb
비고/별칭	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
종	인간
GeneID (인간)	2994
GeneID	2994
면역원	인간 GYPB (NP_002091.3)의 아미노산 1-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06028
단백질 무게	10kDa
배송	아이스백