


Wb, Elisa용 Anti-Gypb 토끼 다클로날 항체 - P06028

품목 번호: CM0028424



소개

인간 글리코포린-B(GYPB, CD235b)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 적혈구 막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GYPB Rabbit pAb
비고/별칭	SS, GPB, GYP, MNS, GYPB, PAS-3, CD235b, GYPB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2994
항원(Immunogen)	인간 GYPB (NP_002091.3)의 아미노산 1-91 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P06028
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)