

Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Gzma Rabbit Monoclonal Antibody - P12544

품목 번호: CM0012447



소개

사람 Granzyme A (GZMA)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포독성 T세포 및 NK세포 매개 세포파열(pyroptosis)과 표적 세포 사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GZMA Rabbit mAb
비고/별칭	HFSP; CTLA3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3001
GeneID	3001
항원(Immunogen)	사람 GZMA (NP_006135.2)의 아미노산 27-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P12544
단백질 분자량(Protein Weight)	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)