

Anti-Gzma 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P12544

품목 번호: CM0028684



소개

인간 GZMA에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 파이롭토시스 및 CTL/NK 세포 세포독성에 관여하는 세린 프로테아제인 그랜자임 A를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GZMA 토끼 pAb
비고/별칭	HFSP; CTLA3; GZMA
종	인간
유전자ID (인간)	3001
유전자ID	3001
면역원	인간 GZMA (NP_006135.2)의 아미노산 29-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12544
단백질 크기	29kDa
배송	아이스 팩