

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-H2-Ab1 토끼 다클론 항체 - P06345

품목 번호: CM0021053

소개

생쥐 H2-Ab1(MHC II형 베타 사슬)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 면역학 및 조직적합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	H2-Ab1 토끼 pAb
비고/별칭	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; RmcsI; I-Abeta; H2-Ab1
종	생쥐
유전자ID (사람)	14961
유전자ID	14961
면역원	생쥐 H2-Ab1 (NP_996988.2)의 아미노산 30-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P06345
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백