


Wb, Elisa용 Anti-H3F3B 토끼 다클로날 항체 - P84243

품목 번호: CM0014965



소개

H3F3B 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA 실험용으로 설계되었으며, 특히 인간 히스톤 H3.3을 인식합니다. 이 항체는 변이 히스톤 H3.3을 표적으로 하며, 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	H3F3B Rabbit pAb
비고/별칭	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3021
면역원(Immunogen)	재조합 단백질: 인간 H3F3B (NP_002098.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P84243
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)