

## Anti-H3Q5Ser (Histone H3.1, P68431) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa

품목 번호: CM0000083



### 소개

Q5(P68431)에서 세로토닌화된 히스톤 H3.1을 표적하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 후성유전학 연구, 염색질 연구 및 히스톤 변형 분석에 이상적.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | H3Q5ser Rabbit pAb                                                                     |
| 비고/별칭       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser |
| 종           | 인간                                                                                     |
| GeneID (인간) | 8350                                                                                   |
| GeneID      | 8350                                                                                   |
| 면역원         | 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 Q5 주변 세로토닌화 합성 펩타이드                                           |
| 원천          | 토끼                                                                                     |
| 카테고리        | 기타 변형 항체                                                                               |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                            |
| SWISS       | P68431                                                                                 |
| 단백질 분자량     | 15 kDa                                                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                                                   |