

Anti-H6Pd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95479

품목 번호: CM0025961



소개

WB 및 ELISA용 H6PD 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. ER(소포체) 내의 이중 기능을 가진 GDH/6PGL 단백질을 표적으로 하며, 펜토스 인산 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	H6PD Rabbit pAb
비고/별칭	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTD1; H6PD
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	9563
GeneID	9563
면역원(Immunogen)	인간 H6PD (NP_004276.2)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	O95479
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스백