

Wb, Elisa용 항-Habp4 토끼 다클론 항체 - Q5Jvs0

품목 번호: CM0020693

소개

WB, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 리보솜 동면 및 전사 조절자인 세포내 히알루론산 결합 단백질 4를 표적으로 합니다. 암 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 매개변수    | 값                                                     |
| 제품명     | HABP4 토끼 pAb                                          |
| 비고/별칭   | IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4              |
| 종       | 인간                                                    |
| 유전자 ID  | 22927                                                 |
| 면역원     | 인간 HABP4 (NP_055097.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 |
| 기원      | 토끼                                                    |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 마우스, 래트                                               |
| SWISS   | Q5JVS0                                                |
| 단백질 분자량 | 46kDa                                                 |
| 배송      | 아이스 팩                                                 |