

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hace1 폴리클로날 항체 - Q8Iyu2

품목 번호: CM0027412



소개

HACE1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 HACE1(102 kDa)을 인식합니다. 골지 막 역학, RAC1 분해 및 숙주 방어 관련 E3 유비퀴틴 리가제입니다. 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HACE1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPPRS; HACE1
종	Human
GeneID (Human)	57531
GeneID	57531
면역원	합성 펩타이드[인간 HACE1 (NP_065822.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IYU2
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩