

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hadh 토끼 다클론 항체 - Q16836

품목 번호: CM0013296



소개

인간 HADH에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 파라핀 IHC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 베타 산화 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HADH 토끼 pAb
비고/별칭	HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
종	인간
유전자ID (인간)	3033
유전자ID	3033
면역원	인간 HADH (NP_005318.3)의 아미노산 1-314에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16836
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩