

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Hadha 폴리클론항체 - P40939

품목 번호: CM0029301



소개

이 토끼 폴리클론항체는 HADHA(TP-alpha)를 특이적으로 인식하며, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었고, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 베타 산화 및 지방산 대사 연구에 이상적입니다. ~83 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KO 검증] HADHA Rabbit pAb
비고/별칭	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
종	인간
GeneID	3030
면역원	인간 HADHA(NP_000173.2)의 아미노산 484-763 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40939
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백