

Anti-Hadha 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P40939

품목 번호: CM0023346



소개

토끼 유래 HADHA 폴리클론항체로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증됨. 83 kDa 미토콘드리아 삼기능 효소 소단위체인 인간 및 마우스 HADHA를 검출하며, 지방산 베타 산화에 관여합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HADHA 토끼 pAb
비고/별칭	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
종	인간
GeneID (인간)	3030
GeneID	3030
면역원	인간 HADHA (NP_000173.2)의 아미노산 545-763 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40939
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백