

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hadha 토끼 단일클론 항체 - P40939

품목 번호: CM0007375



소개

인간 HADHA를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 연구용으로 미토콘드리아 삼기능 효소 알파 소단위를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] HADHA 토끼 mAb
비고/별칭	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
종	인간
유전자 ID (인간)	3030
유전자 ID	3030
면역원	인간 HADHA의 아미노산 545-763에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000173.2).
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P40939
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩