

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Hadhb 단일클론 항체(토끼) - P55084

품목 번호: CM0012724



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용 가능한 HADHB(미토콘드리아 삼기능성 효소 베타 소단위체)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] HADHB 토끼 mAb
비고/별칭	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
종	인간
유전자 ID (인간)	3032
유전자 ID	3032
면역원	인간 HADHB(NP_000174.1)의 아미노산 331-474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55084
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩