


Anti-Hagh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

품목 번호: CM0025915



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증된 고품질 HAGH 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트의 hydroxyacylglutathione hydrolase를 검출합니다. 미토콘드리아 및 세포질 해독 경로에서 글리옥살라제 II 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HAGH Rabbit pAb
비고/별칭	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
종	인간
GeneID (인간)	3029
GeneID	3029
면역원	인간 HAGH (NP_001035517.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16775
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백