

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Hand2 폴리클로날 항체 - P61296

품목 번호: CM0026822

소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Anti-HAND2 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 HAND2와 반응합니다. 심장 형태발생 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAND2 Rabbit pAb
비고/별칭	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
종	Human
GeneID (Human)	9464
GeneID	9464
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P61296
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스 팩