

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Hao1/Gox 토끼 다클론 항체 - Q9Ujm8

품목 번호: CM0026760



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학, ELISA 등의 응용 분야를 위해 인간 HAO1/GOX(글리콜레이트 옥시다아제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 HAO1을 검출합니다. 대사 및 신장 결석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HAO1/GOX 토끼 pAb
비고/별칭	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HAO1/GOX
종	인간
GeneID (인간)	54363
GeneID	54363
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJM8
단백질 분자량	41 kDa
배송	아이스백