

Anti-Hap1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P54257

품목 번호: CM0020691

소개

인간 Huntingtin-associated protein 1(HAP1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료, 마우스 및 래트와 교차 반응함. HAP1의 신경 세포 내 수송, 자가포식(autophagy) 및 헌팅턴병 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	HAP1 토끼 pAb
비고/별칭	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
종	인간
GeneID (인간)	9001
GeneID	9001
면역원	인간 HAP1(NP_817084.2)의 1-240 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P54257
단백질 무게	76kDa
배송	아이스팩