

Wb 및 Elisa용 Anti-Hapln1 단클론 항체 - P10915

품목 번호: CM0004258

소개

인간 HAPLN1(40 kDa 연골 링크 단백질)을 표적하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAPLN1 Rabbit mAb
비고/별칭	CRTI; CRTLI; HAPLN1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1404
유전자 ID	1404
면역원	인간 HAPLN1 (P10915)의 아미노산 250-354 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P10915
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)