

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hapln1 폴리클로널 항체 - P10915

품목 번호: CM0030152

소개

사람 HAPLN1에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 연골 기질 연구 및 프로테오글리칸 응집체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAPLN1 Rabbit pAb
비고/별칭	CRTL1; CRTL1; HAPLN1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1404
GeneID	1404
면역원(Immunogen)	사람 HAPLN1 (NP_001875.1)의 아미노산 165-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P10915
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스팩