

Anti-Haptoglobin (Hp) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

품목 번호: CM0004989



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 단일클론 항체로, 인간 Haptoglobin(HP)에 반응합니다. 표적을 ~45 kDa에서 검출합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 용혈, 급성기 반응 및 장 투과성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Haptoglobin (HP) Rabbit mAb
비고/별칭	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobin (HP)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3240
GeneID	3240
면역원	인간 Haptoglobin (HP) (P00738)의 아미노산 307-406 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P00738
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)